

HELAGO-CZ, s.r.o. Commercial Register maintained by the Regional Court in Hradec Králové Section C, File 17879 Kladská 1082 500 03 Hradec Králové 3 Company ID: 25 96 39 61, VAT: CZ 25963961 Phone: 495 220 229, 495 220 394 Fax: 495 220 154 GSM gate: 602 123 096 E-mail: info@helago-cz.cz Web: http://www.helago-cz.cz

SB20132 - Model pro periferní zavádění centrálních katétrů (PICC) Petr Order code: 4107.SB20132



Cena bez DPH Price with VAT 1.570,00 Eur 1.899,70 Eur

Parameters

Cannula, injection, puncturing - filter Quantitative unit Catheter insertion

ks

The only available teaching model which permits the practice of placing Peripherally Inserted Central Catheter Lines (PICC Lines). The rapid acceptance and use of PICC Lines creates a need to be able to properly teach this procedure. Peter PICC Line™ allows both the teaching and assessment of this insertion technique. This portable teaching model has translucent arm skin that allows the visualization of the anatomically correct cephalic, basilic, and median basilic veins. The axillary jugular, subclavian, and superior vena cava veins are also present, plus a movable chin simulates the occlusion of the jugular to prevent the PICC Line from taking this path. Palpable ribs permit practice in measuring proper catheter length to the correct intercostal space. The model also permits the measurement of catheter length outside of the body and the confirmation of proper placement by viewing the distal tip of the catheter in the viewable superior vena cava. Replaceable, barely translucent arm skin allows visualization of underlying veins. Includes soft carrying case. Includes user manual. A great tool for training and skill assessment. Blue veins are made of natural latex.