

LF03670 - Interactive ECG Simulator

Order code: **4107.LF03670**



Cena bez DPH

1.403,00 Eur

Price with VAT

1.697,63 Eur

Parameters

Quantitative unit

ks

1. jediný simulátor kombinující výuku v použití defibrilátoru a zevního stimulatoru s dospělými a pediatrickými EKG rytmy, pro použití s dospělou a dětskou figurínou pro nácvik krizových stavů
2. simuluje zajištění externím kardiostimulátorem:
 - o připojte stimulator k figuríně a zahajte stimulaci
 - o pokud bude stimulační práh nastaven na 70mA a více, na monitoru se objeví stimulované komplexy
3. křivky dostupné pro výcvik kardiostimulace obsahují
 - o sinusová bradykardie
 - o junkční bradykardie
 - o AV blokáda II.stupně I.typu
 - o AV blokáda II.stupně II.typu
 - o AV blokáda II.stupně II.typu s extrasystolami
 - o AV blokáda III.stupně

4. simuluje kardioverzi s manuálním, poloautomatickým nebo automatickým defibrilátorem
5. před defibrilačním výbojem aktivujete konverzní funkci k výběru rytmu, který se objeví po výboji
6. křivky dostupné pro výcvik defibrilace
7. komorová fibrilace
8. rychlá komorová tachykardie
9. „pomalá“ komorová tachykardie
10. polymorfní komorová tachykardie
11. fibrilace síní
12. flutter síní
13. supraventrikulární tachykardie
14. sinusová tachykardie
15. sinusový rytmus s extrasystolami
16. asystolie
17. normální sinusový rytmus
18. užívejte jeden simulátor pro generaci dospělých i dětských rytmů:
 - v dospělém módu všech 17 tlačítek generuje křivky rytmů dospělého
 - v dětském módu všech 17 tlačítek generuje křivky dětské
 - pro přepnutí z dospělého na dětský mód stiskněte tlačítko “věková skupina” – tak máte k dispozici 34 křivek najednou
19. generujte realistické 3- nebo 4-svodové EKG, morfologie signálu ze svodů RA, LA a LL vytvářejí přesnou reprezentaci osy QRS, P a T
20. vhodný pro nácvik defibrilace/zevní kardiostimulace bez figuríny - připojte defibrilátor/stimulátor k simulátoru pomocí adaptérů, zabudovaný obvod Vám dovoluje defibrilovat a stimulovat přímo na simulátoru a sledovat EKG rytmy prostřednictvím adaptérů
21. LED indikátory označují
 - stimulovanou akci
 - vybití defibrilátoru
 - dospělou věkovou skupinu
 - dětskou věkovou skupinu
 - slabé baterie
22. automatické vypnutí simulátoru pokud není v provozu šetří baterie