



HELAGO-CZ, s.r.o.
Commercial Register maintained by the Regional Court in Hradec
Králové
Section C, File 17879
Kladská 1082
500 03 Hradec Králové 3
Company ID: 25 96 39 61, VAT: CZ 25963961
Phone: 495 220 229, 495 220 394
Fax: 495 220 154
GSM gate: 602 123 096
E-mail: info@helago-cz.cz
Web: <http://www.helago-cz.cz>

MW49 - Simulator Intravenous ARM III

Order code: **4103.MW49**



Cena bez DPH

2.970,00 Eur

Price with VAT

3.593,70 Eur

Parameters

Cannula, injection, puncturing - filter

Upper limbs

Quantitative unit

ks

Simulátor M50B-B byl renovován, aby byl schopen pojmout širší rozsah nácvikových požadavků.

Dovednosti

- Anatomie paže
- Odběr krve pomocí vakuové zkumavky
- Palpace / nitrožilní injekce
- Zavedení IV kanyly a odkapávací infuze
- Odběr krve pomocí stříkačky / potvrzení zpětným tokem

Sada obsahuje

- 2 modely paže
- 2 podpěrné stojany
- 2 injekční podložky (R podložka)
- 2 injekční podložky (D podložka)
- 4 injekční podložky (předloktí)
- 2 injekční podložky (hřbet ruky)
- 1 cirkulační čerpadlo s plastovou nádobou
- 2 lahvičky se stojanem (na simulovanou krev)
- 1 simulovaná krev (balení 10 vatiček na špejli)
- 2 návleky pro anatomii cév paže
- 1 skladovací kufr
- 1 manuál

Doporučená zařízení

- IV kanyla 23G
- Jehla stříkačky 23G
- Křídlatá jehla 23G

Specifikace

- Velikost (š × h × v): 25 × 11 × 3 cm
- Napájení: AC100-240V; 50/60Hz
- Spotřeba energie: 5 W

Čtyři punkční oblasti

- Ventrální část předloktí
- Loketní jamka
- Hřbet ruky
- Dorzální část předloktí

Dva typy injekčních podložek pro zavedení žilní trubice - fungují s lahvičkami / stojany

- Podložka pro zadní stranu ruky
- Podložka pro ventrální/dorzální stranu předloktí

Dva typy injekčních podložek pro loketní jamku – fungují s cirkulačním čerpadlem

Obyčejná podložka – Realistický pocit. Textura, pocit a odpor vůči jehle. Tři přístupné žilní trubice reprezentují bazilární žílu, středovou žílu a kefalickou žílu.

Odolná podložka – Odolná nácviková podložka pro maximalizaci nácvikových příležitostí. Materiály tkáně pro dlouhou životnost. Obě strany podložky v době mají dvě žilní trubice pro nácvik.